



## **DERMIOZONO MOD. 22 J**

*Equipo para dermatología y tratamiento del dolor*


### **CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO**

- ▶ Posee cuatro niveles de intensidad.
- ▶ No es invasivo, se aplica sobre la piel y/o articulación.
- ▶ Comodidad y sencillez de manipulación.
- ▶ Control de iones de ozono.
- ▶ Resistente a trabajos prolongados.
- ▶ Portátil y fácil de transportar.



### **MECANISMOS DE ACCIÓN DEL OZONO**

- ▶ Regenerador del tejido dañado
- ▶ Cicatrizador de la piel, desinflamante y analgésico
- ▶ Trabaja en distintas partes del cuerpo
- ▶ Activa la sensibilidad corporal
- ▶ Posee propiedades antivíricas, bactericidas y mejora la microcirculación.



### **VENTAJAS DEL PRODUCTO**

- ▶ Producto nacional de buena calidad
- ▶ Servicio técnico y repuestos garantizados.
- ▶ Capacitación de uso y manejo del equipo
- ▶ Tres años de garantía en todos nuestros equipos por desperfecto de fábrica.



El Dermiozono es un generador de ozono de uso tópico, utilizado en tratamientos de la piel, del dolor y rehabilitación, cuenta con un sistema sofisticado para la producción de ozono al contacto con la piel, es más que un equipo de alta frecuencia, ya que se caracteriza por emitir onda corta, la cual trabaja a nivel muscular.

Este equipo se caracteriza por la producción de la electroporación la cual genera un electrodo, que al entrar en contacto con la piel produce un gas de ozono hasta la dermis y estratos más profundos de la piel.

**TRATAMIENTOS FACIALES:** Acné, Rosácea, Manchas, Rejuvenecimiento facial, Limpieza facial, etc.

**TRATAMIENTOS CORPORALES:** Hernias Discales, Dolores lumbares, Artrosis, Artritis, Psoriasis, Micosis, Varices, Celulitis, Herpes, etc.



## CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

- ▶ **MARCA:** VM GENO3.
- ▶ **MODELO:** 22J.
- ▶ **MATERIAL:** Fibra de ABS de flexibilidad compacta, maletín ejecutivo (fibra de carbono).
- ▶ **FORMAS DE PRODUCCIÓN:** Bombilla alimentada por sistema electrónico.
- ▶ **MODOS DE OPERACIÓN:** Manual, al contacto con la piel.
- ▶ **MANDOS:** 02 Mandos (22J).
- ▶ **VOLTAJE:** 220V monofásico – 0.5A.
- ▶ **MEDIDAS DEL EQUIPO:** 40 X 30 X 12 cms.
- ▶ **PESO APROX. DEL EQUIPO :** 1Kg.

## INCLUYE

(02) 22J bombillas de repuesto, manual de uso, certificado por 03 años de garantía por cualquier desperfecto de fábrica y capacitación sobre el uso y manejo del equipo.

Para garantizar y dar mayor confianza a nuestros clientes, contamos con la:

**“CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN  
DE CALIDAD INTERNACIONAL  
ISO 9001 - 2015”.**



Ficha técnica del **Dermiozono MOD. 22J**  
DISTRIBUIDO POR LA EMPRESA **OZONO VM INTECSERES INGS. SAC**